



Ref.: COL-240 (24 cm)

Ref.: COL-160 (16 cm)

FAJA ABDOMINAL PARA OSTOMIZADOS SIN ORIFICIO

Características:

Faja confeccionada en tejido elástico multibanda asociado a una pieza rígida e indismallable para una mayor contención del estoma. Dispone de 8 ballenas flexibles para evitar deformidades de la prenda.

Efectos:

Contención abdominal, principalmente en la zona del estómago.

Indicaciones:

· Post-operatorio en colostomías e ileostomías.

Color:

■ Beige.

Componentes:

- Incluye banda para tapar bolsa.
- Placa de refuerzo.
- Ribete y tablas de medidas: (50-75-90 mm).

TALLAS	PERÍMETRO CM	ABDOMEN	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	75-85			
2	85-95		16 cm	
3	95-105			24 cm
4	105-120			

REFERENCIA	ALTURA CM
COL-240	24
COL-160	16