



Ref.: EST-082

ORTESIS DE TOBILLO CON BOLSAS DE GEL

Características:

Ortesis bivalva de tobillo en termoplástico rígido, provista de almohadilla interior en foam con memoria y bolsas de gel para terapia de frío. El diseño de la ortesis permiten la utilización de la misma tan solo con almohadillas de foam o en el caso de que nos interese aplicar una terapia de frío podremos introducir las bolsas de gel por la ventana que posee el forro de la almohadilla de foam, adaptándose correctamente. Previamente deberemos mantener la bolsa de gel en un congelador por espacio de 2 horas. En caso de utilizar las bolsas de gel se recomienda retirar los protectores maleolares, situado en la cara interior de las valvas. Incluye 2 almohadillas en la zona posterior de cada cincha para evitar rozaduras.

Indicaciones:

Las indicaciones del mod. EST-082 son las mismas que el EST-085 cuando no incorporan bolsas de gel, y cuando incorpora bolsas de gel: Terapia de frío y especialmente en la práctica deportiva cuando deseemos obtener un efecto analgésico.

Color:

■ Negro.

TALLAS	UNIVERSAL
--------	-----------