

Walkers by Orliman®



Ref.: EST-086



WALKER ARTICULADO

Características:

De diseño ligero y resistente consta de almohadilla envolvente de material transpirable para pierna, pie (incluye la zona de los dedos) y tobillo. Suela de perfil bajo antideslizante en forma de balancín unida a articulaciones monocéntricas con sistema de regulación de la flexo-extensión de 0 a 45° y tutores medial y lateral, placas de protección tibial y de pantorrilla.

Indicaciones:

- Inmovilización de la articulación tibio- tarsiana incluyendo pie, tobillo y pantorrilla, permitiendo la marcha completa gracias a su suela de balancín.
- Control de la flexo-extensión.

Color:

- Gris.

TALLAS	Nº DE CALZADO	ALTURA
1	≤37	36,5
2	≤41	40,5
3	≤45	40,5