



Ref.: EST-090



TOBILLERA ESTABILIZADORA CON CORDONES

Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable por medio del tricotaje plano, incorpora dos almohadillas visco-elásticas con forma anatómica que redistribuyen la compresión del vendaje desde los maleolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor

Indicaciones:

- Irritación postoperatoria y post-traumática (p.e después de torceduras).
- Derrames articulares e inflamaciones en el caso de artrosis y artritis.
- Tendomiopatías.
- Debilidad ligamentosa.
- Prevención en lesiones deportivas y laborales.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	17-20
2	20-25
3	25-30



Función:

El control de la estabilización medio-lateral se realiza gracias a las cinchas medio-laterales que realizando la función de "taping" proporcionan el control de los movimientos de eversión/inversión. La fijación final se realiza mediante la banda elástica supramaleolar con cierre en microgancho.