



Ref.: EST-091D DCHA

Ref.: EST-091I IZDA



TOBILLERA CON FÉRULA ESTABILIZADORA MEDIO-LATERAL

Características:

Fabricada en material de velour transpirable, provista de estabilizadores medio-laterales en un ángulo antirotacional aportando una excelente protección. Su diseño y los materiales en que está confeccionada permite su adaptación a todo tipo de calzado, aportando al mismo tiempo confort y seguridad.

Efectos:

Como método estabilizador de la articulación tibio-tarsiana.

Indicaciones:

- Insuficiencia ligamentosa crónica (esguinces recidivantes).
- Como método de prevención en la práctica deportiva.
- Rehabilitación post-operatoria, esguinces de 1º y 2º.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	17-20
2	20-25
3	25-30



Función:

La cincha posterior permite un ajuste individualizado evitando la separación de ambas valvas en los momentos de solicitudes mecánicas. La cincha antivaro proporcionan el control requerido para evitar los movimientos de supinación causantes de esguinces y otras lesiones asociadas al tobillo en la práctica deportiva.