

Walkers by Orliman®



Ref.: EST-092



WALKER CORTO FIJO HINCHABLE

Características:

De diseño ligero y resistente, disponiendo de:

- Una pieza sobre la zona posterior y mediolateral de la pierna que se extiende por la planta del pie en una suela de perfil bajo antideslizante en forma de balancín, facilitando el desarrollo del paso.
- Una pieza sobre la zona anterior que se extiende hasta el dorso del pie reforzando la inmovilización.
- Una almohadilla envolvente de material transpirable para pierna, tobillo y pie, con una bolsa de aire (con bomba de inflado y válvula reguladora) que optimiza la superficie de contacto con el miembro para una mayor eficacia en el efecto de contención.
- Cinchas de sujeción para completar la adaptación del miembro a la órtesis, inmovilizando el mismo.

Se suministra con almohadillas protectoras y un protector de dedos en plástico.

Indicaciones:

- Fracturas estables del tercio inferior de la pierna (fracturas distales de la tibia o peroné), tobillo y pie.
- Tratamientos post-quirúrgicos de lesiones en tendón de Aquiles y de ligamentos del pie (esguinces de grado II y III).
- Fascitis plantar grave.
- Reducción de edema.
- Otros cuidados post-quirúrgicos.

Color:

- Gris.

TALLAS	Nº DE CALZADO	ALTURA
1	≤37	21,7
2	≤41	25
3	≤45	26,5