

Espalderas



Ref.: ET-220

ESPALDERA TRANSPIRABLE REFORZADA

Características:

Banda ancha dorsal de tejido elástico multibanda transpirable reforzada con dos ballenas semirrígidas paravertebrales. Dos bandas elásticas superiores que se prolongan sobre los hombros pasan por debajo de las axilas, zona donde está reforzada con doble capa de tejido para una mayor comodidad de uso. Dichas bandas cruzan por la espalda y cierran en el abdomen permitiendo ejercer una tracción gradual y personalizada de la espalda mediante la retropulsión de los hombros hasta reducir la perjudicial postura cifótica.

Efectos:

Retropulsión de hombros. Reducción de la curvatura dorsal cifótica. Corrección postural.

Indicaciones:

- Dorsalgia.
- Desequilibrios musculares.
- Estrés continuado.
- Actitud cifótica.
- Ligeras desviaciones vertebrales.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	75-85
2	85-105
3	105-130

BAJO PECHO

