

Bandas y Fajas



Ref.: FL-100

FAJA SACROLUMBAR SEMIRRÍGIDA CON DOBLE CIERRE

Características:

Faja sacrolumbar semirrígida confeccionada en tejido elástico de punto transpirable e interior en Poromax®, facilitando la ventilación y absorción de la humedad. Este tejido incorpora tratamiento antibacterias Themy-tex que evita el desarrollo de bacterias que causan los malos olores. En su cara posterior incorpora 4 ballenas en acero preformadas y adaptables además de ballenas delanteras flexibles, para dar una mayor consistencia y sujeción abdominal. Sistema de cierre en microgancho dividido en 2 bandas, con pasadores interdigitales para facilitar la tracción del elástico durante su colocación.

Indicaciones:

- Lumbago. Lumbociática.
- Procesos degenerativos. Atonía y debilidad muscular.
- Tratamientos pre y post-quirúrgicos. Hernia discal. Espondiloartrosis. Espondilolisis.
- Abdómenes prominentes.

Color:

- Gris.

Efectos:

- 1- Facilidad de conformar las ballenas.
- 2- Fácil colocación incluso para personas con dificultades o pacientes geriátricos gracias a los pasadores.
- 3- Fuerte sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	75-95
2	95-115
3	115-135

ABDOMEN

ALTURA DELANTERA

16 cm

ALTURA TRASERA

26 cm