



Ref.: FP-D71 DCHA

Ref.: FP-I71 IZDA



FÉRULA INMOVILIZADORA DE PULGAR

Características:

Férula postural de pulgar en termoplástico, forrada de plastazote y cierre con cincha de velcro a nivel de muñeca.

Efectos:

Descarga y da soporte a la articulación trapecio-metacarpiana. Diseñada para que el pulgar esté en posición funcional. Posibilidad de moldear con pistola de aire caliente.

Indicaciones:

· Evita las desviaciones en las deformidades reumáticas. En postoperatorio. En rizartrosis del pulgar (por inmovilización de la articulación trapeciometacarpiana).

Color:

■ Beige.

| TALLAS | PERÍMETRO CM | LONGITUD CM | MUÑECA | LONGITUD |
|--------|--------------|-------------|--------|----------|
| 1 | <17 | 11 | | |
| 2 | 17-19 | 12 | | |
| 3 | >19 | 13 | | |