

Ortesis para la fascitis plantar



Ref.: FP01

ORTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA FASCITIS PLANTAR

Características:

Ortesis diseñada para el tratamiento de la fascitis plantar, compuesta por una banda anatómica de velour que se cierra sobre la parte superior del tobillo con unos velcros de microgancho, a la que se le añade una cinta elástica que pasa por debajo de la articulación del tobillo, presionando la zona comprendida entre la tuberosidad del calcáneo y la fascia plantar.

Incorpora en la banda anatómica de velour unas almohadillas de gel que incrementan la sensación de confort, evitando así posibles rozaduras por presión.

Indicaciones:

- Fascitis plantar.

Color:

- Gris.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	17-21
2	21-25
3	25-29



Almohadillas de Gel