



Ref.: FX-213

FAJA DORSOLUMBAR SEMIRRÍGIDA Y CIERRE VELCRO

Características:

Faja dorsolumbar semirrígida confeccionada en tejido semielástico, con ballenas anatómicas posteriores, sistema multiplicador de fuerzas por correas de tracción y ajuste, cierre velcro.

Efectos:

Fuerte contención y apoyo, porte cómodo y tacto suave gracias a su tejido semielástico transpirable. El sistema de cierre SYSTEM BERNAL permite multiplicar la fuerza de tracción y facilita su ajuste y colocación con el mínimo esfuerzo.

Indicaciones:

- Lumbalgias.
- Procesos degenerativos.
- Debilidad y atonía muscular.
- Hernias discales.
- Postoperatorio.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM		
1	85-95	TROCÁNTER	23 cm
2	95-105	ALTURA DELANTERA	23 cm
3	105-115	ALTURA TRASERA	51 cm
4	115-125		
5	125-135		