



Ref.: FX-215

FAJA DORSOLUMBAR ABDOMEN PÉNDULO, SEMIRRÍGIDA Y CIERRE VELCRO

Características:

Faja dorsolumbar semirrígida confeccionada en tejido semielástico, con ballenas anatómicas posteriores, sistema multiplicador de fuerzas por correas de tracción y ajuste, cierre velcro. Configurada especialmente con forma anatómica para abdómenes muy prominentes.

Efectos:

Fuerte contención y apoyo, porte cómodo y tacto suave gracias a su tejido semielástico transpirable. El sistema de cierre SYSTEM BERNAL permite multiplicar la fuerza de tracción y facilita su ajuste y colocación con el mínimo esfuerzo.

Indicaciones:

- Dorsalgias.
- Procesos dorsales degenerativos.
- Debilidad y atonía muscular.
- Hernias discales.
- Postoperatorio.
- Eficaz para ser utilizada en personas con abdomen prominente.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	ABDOMEN	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	85-95			
2	95-105			30 cm
3	105-115			
4	115-125			
5	125-135			51 cm

