



Ref.: GL-118



TUBOS ELÁSTICOS EN TEJIDO MESH RECUBIERTO EN GEL

Características:

El tubo esta recubierto en su interior con gel polímero hidratando, protegiendo y amortiguando la zona de contacto. Contribuye a reducir el tejido cicatrizado. El tejido mesh flexible se alarga fácilmente, lo que facilita su colocación. El gel no pierde su consistencia, a diferencia de las espumas. Los tubos en gel pueden recortarse al tamaño adecuado con gran sencillez. Lavables y reutilizables.

Efectos:

Alivia el dolor provocado por callos, callosidades, problemas ungulares, cutículas secas y abrasiones. Evita fricciones y sobrepresiones en los dedos.

Indicaciones:

• Los tubos con gel en tejido elástico de mesh se utilizan, para la protección de los dedos de los pies y de las manos.

Color:

■ Beige.

TALLAS	UNIDADES	LARGO
S	1	15
L		