

Hallux-Valgus



Ref.: HV-32



CORRECTOR HALLUX-VALGUS DIURNO

Características:

Consta de una banda elástica alrededor del empeine y un capuchón para el primer dedo que se prolonga con una cinta elástica por detrás del tendón de Aquiles y cierra con velcro para ejercer tracción hasta la posición óptima.

Efectos:

Posiciona el primer dedo.

Indicaciones:

· Corrección de Hallux-Valgus.

Color:

■ Beige.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	35-38
2	39-44

