

Hallux-Valgus



Ref.: HV-33D DCHA

Ref.: HV-33I IZDA



HALLUX-VALGUS CORRECTOR NOCTURNO EN TERMOPLÁSTICO

Características:

Corrector nocturno Hallux-Valgus fabricado en termoplástico y velour con cierre de microgancho, incorpora una almohadilla amortiguadora en el dedo gordo que junto con la cincha de presión mantiene el primer radio alineado, en posición correcta durante su uso nocturno, disminuyendo el dolor y evitando su posible evolución.

Efectos:

El corrector actúa con eficacia cuando al presionar en la articulación, concretamente en la base del dedo gordo se obtiene un ligero dolor. Los vendajes nocturnos favorecen la corrección paulatina de desviaciones axiales de los dedos, siguiendo el principio de los vendajes preventivos, (acción prolongada y de pequeña intensidad). Con lo que se consigue una alineación progresiva hasta llegar a la normalización de las partes blandas y las articulaciones sin perjuicio para ellas.

Indicaciones:

- Corrección nocturna del Hallux-Valgus.

Color:

- Azul.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	34-36
2	37-40
3	41-46