

Hallux-Valgus **conex**[®]



Ref.: HV-34



CORRECTOR HALLUX VALGUS **conex**[®]

Características:

Ortesis de corrección dinámica de la posición del primer dedo. Compuesta por una banda elástica que envuelve el mediopie y una cincha también elástica con gel que actúa sobre el primer dedo, a través de una presión controlada que favorece la alineación gradual de la desviación en valgo. Su elasticidad y maleabilidad permiten una acción dinámica durante la marcha y una perfecta adaptación de la ortesis al pie. La intensidad de la corrección es totalmente ajustable en función de las necesidades específicas de cada paciente. Cómodo y fácil de colocar, se puede usar con cualquier tipo de calzado.

Efectos:

- Corrección del posicionamiento en valgo del primer dedo.
- Alivio del dolor al disminuir la tensión en cápsula y ligamentos.
- Evita que aumente la deformidad al impedir las tracciones biomecánicas inadecuadas de los tendones.

Indicaciones:

- Corrección postural del Hallux-Valgus.
- Mantenimiento postquirúrgico de la corrección.
- Prevención del aumento de la deformidad.

Color:

- Beige.

TALLAS

UNIVERSAL

Perímetro máximo de mediopie: 30 cm.