

Ortesis/Inmovilizadores



Ref.: IR-4000 40cm

Ref.: IR-5000 50cm

Ref.: IR-6000 60cm

Ref.: IR-7000 70cm



ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA DE TRES PANELES A 0°

Características:

Inmovilizador de rodilla con tejido de velour exterior y rizo de algodón interior con pletinas laterales y posteriores conformables. El sistema de ajuste de tres paneles le permite adaptarse a las diferentes anatomías. Con cinchas de cierre en el panel interior para evitar deslizamientos.

Efectos:

Inmovilización de la pierna en su longitud y mantenimiento permanente de la posición.

Indicaciones:

- Tratamiento pre y post-quirúrgico de la rodilla.
- Después de lesiones o fracturas.

Color:

- Beige.

TALLAS	UNIVERSAL
 <p>ALTURA</p>	<p>IR-4000: 40 cm IR-5000: 50 cm IR-6000: 60 cm IR-7000: 70 cm</p> 