

Marco de Hiper-Extensión Jewett



Ref.: J100



JUEGO PARA JEWETT SOPORTE PECTORAL

Características:

Consiste en 2 apoyos individuales provistos de almohadilla unida a una pletina de regulación permitiendo variar la altura y la rotación de la misma.

Indicaciones:

Intolerancia al apoyo esternal debido a insuficiencias respiratorias, tórax en quilla, fracturas de esternón, asimetrías pectorales u otras.

Color:

Blanco. / Unidades por envase: 2

TALLAS	UNIVERSAL
--------	-----------