

Corsé Knight



Ref.: KC201 BEIGE

Ref.: KC101 GRIS

Ref.: KC200A ABDOMEN PÉNDULO

CORSÉ KNIGHT

Características:

Ortesis sacrolumbar confeccionada en tejido transpirable de panal y rizo. En su interior consta de una estructura rígida de aluminio maleable y ballenas transversales que permiten modificar en caso necesario la estructura del corsé. La parte anterior es elástica lo que facilita la regulación de la presión abdominal ajustándola a las características físicas de cada paciente. Se cierra con un sistema de velcros de microgancho situado en la parte anterior. Para personas con abdomen prominente se recomienda utilizar la ortesis con abdomen péndulo con el fin de conseguir un mayor confort para el paciente.

Efectos:

Mediante la compresión abdominal se obtiene un ligero deslordosamiento, produciendo una limitación del movimiento en la zona lumbar tanto en sentido antero-posterior como lateral y rotacional.

Indicaciones:

- Indicado en pacientes con lesiones en la zona sacrolumbar que requieran para su tratamiento una inmovilización de esta zona de la columna, como acúñamientos vertebrales, traumatismos lumbares, hernias, postoperatorio, osteoporosis, fracturas vertebrales. Lumbalgias que requieran de una inmovilización temporal.

Color:

Ref.: KC201: ■ Beige.
 Ref.: KC101: ■ Gris.
 Ref.: KC200A: ■ Beige.

Ref.: KC201 / KC101

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
2	80-90			
3	90-100		20 cm	
4	100-110			
5	110-120			32 cm

Ref.: KC200A

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
2	90-100			
3	100-110		25 cm	
4	110-120			
5	120-130			28 cm