

Bandas y Fajas



Ref.: L-250

FAJA SACROLUMBAR ELÁSTICA "CLASSIC"

Características:

Faja confeccionada con tejido elástico muy resistente y duradero. Bandas cruzadas en la zona posterior y flejes flexibles. Cierre delantero con velcro.

Efectos:

Contención, soporte y ajuste específico a la anatomía.

Indicaciones:

- Síntomas lumbares. Lumbago. Lumbociática.
- Atonía y debilidad muscular.
- Procesos degenerativos.
- Profilaxis de la región lumbar.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	75-83		15 cm	
2	83-91			
3	91-99			
4	99-107			
5	107-115			
6	115-125			
7	123-131			