

ORLIMAN LINERS



SOFT

Modelo indicado en pacientes de actividad baja o moderada.



ACTIVE

Modelo indicado en pacientes de actividad alta.

Ref.: LI1003 SOFT

Ref.: LI1004 ACTIVE

LINER TIBIAL DE SILICONA SIN PIN

Características:

Están disponibles diferentes densidades dependiendo de la actividad del paciente, dando respuesta a la resistencia y confort demandados por el amputado según su actividad y peculiaridades.

Indicaciones:

Indicado en pacientes con amputaciones tibiales.

Propiedades:

Fabricado en silicona médica. Fabricado con silicona médica de gran resistencia y fácil limpieza. Presenta un almohadillado distal de 14,3 mm que aporta confort y cuida de la piel del paciente al dar un espesor extra de silicona suave, aportando el acolchado necesario para adaptarse a cicatrices irregulares, reduciendo los momentos rotacionales y los impactos distales durante la carga. El liner consta en su cara externa de un forro textil en tejido tricotado circular, proporcionando un recubrimiento de alta resistencia que concede al liner una prolongada durabilidad, absorbiendo las fricciones entre la silicona y el encaje. Se recomienda, para garantizar un correcto funcionamiento del liner sin pin en prótesis tibiales, la utilización del sistema de suspensión de Orliman Ref.: LI1005, compuesto por una rodillera de silicona recubierta por un textil de Lycra.

Color:

■ Azul.

TALLAS CM	20	22	23,5	25	26,5	28
	30	32	34	36	38	40