

ORLIMAN *Sleeves*



Ref.: LI1005

SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TIBIAL

Características:

El sistema de suspensión tibial de Orliman proporciona el ajuste necesario para un correcto funcionamiento de las prótesis tibiales; al estar fabricada en silicona conseguimos la adherencia necesaria en el muslo para mantener la prótesis bien ajustada. Esto, unido a que no permite la entrada de aire por la parte proximal del encaje, hace que se evite el pistoneo, disminuyendo así la fricción entre el muñón y el encaje rígido y protegiendo el muñón ante posibles heridas por rozamiento.


Propiedades:

Sistema de suspensión para prótesis tibial fabricado con silicona y recubierto por un textil de Lycra. Al estar fabricado con silicona, queda adherido tanto al encaje rígido de la prótesis como al muslo del paciente, lo que proporciona un ajuste perfecto entre encaje y muñón, evitando el pistoneo de la prótesis; así mismo impide la entrada de aire por la parte proximal del encaje, consiguiendo mantener el vacío necesario para el correcto funcionamiento de la prótesis. La elasticidad de los materiales con los que está fabricada permite una gran libertad de movimientos, incluso en la flexión de la rodilla.

Color:

■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	45-48
2	48-52
3	52-57
4	57-64



TALLAS LI1005	TALLAS LINERS
1	20-23,5
2	25-28
3	30-34
4	36-40