



**Ref.: LT-290**

## FAJA SACROLUMBAR ALTA

**Características:**

Faja sacrolumbar alta en material transpirable multibanda con dos bandas cruzadas, ballenas verticales en la espalda y cierre velcro delantero. Incorpora una placa lumbar de foam para dar calor en dicha zona, la cual puede retirarse cuando no se precise.

**Efectos:**

Sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel.

**Indicaciones:**

- Lumbago y lumbociática.
- Procesos degenerativos.
- Atonía y debilidad muscular.
- Tratamientos pre y post-quirúrgicos.

**Color:**

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
XXS/1	63-75			
XS/2	75-83			
S/3	83-91		20 cm	
M/4	91-99			
L/5	99-107			
XL/6	107-115			
XXL/7	115-123			

