


# Lumbitron®



Incorpora una placa lumbar de foam para dar calor en dicha zona la cual puede retirarse cuando no se precise.

**Ref.: LT-300**

## FAJA SACROLUMBAR "LUMBITRON" FORTE

**Características:**

Faja sacrolumbar semirrígida en material transpirable multibanda con dos bandas elásticas tensoras cruzadas en la parte trasera que abrochan en el delantero, ballenas verticales en la espalda y cierre velcro delantero.

**Efectos:**

Sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel.

**Indicaciones:**

- Lumbago y lumbociática.
- Debilidad muscular y procesos degenerativos.
- Hernia discal.
- Espondilolisis y espondiloartrosis.

**Color:**

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
XXS/1	63-75			
XS/2	75-83			
S/3	83-91		16 cm	
M/4	91-99			
L/5	99-107			26 cm
XL/6	107-115			
XXL/7	115-123			