

Lumbitron®



Ref.: LT-303

FAJA SACROLUMBAR “LUMBITRON” UNIVERSAL FORTE

Características:

Tejido multibanda transpirable, 8 ballenas de acero posteriores maleables, cierre anterior de velcro. Con refuerzos elásticos para aumentar la compresión antero posterior.

Efectos:

Fuerte sujeción lumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso, tacto suave en contacto con la piel.

Indicaciones:

- Lumbago y lumbociática.
- Debilidad muscular y procesos degenerativos.
- Hernia discal.
- Espondilolisis y espondiloartrosis.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
XXS/1	63-75		16 cm	
XS/2	75-83			
S/3	83-91			
M/4	91-99			
L/5	99-107			
XL/6	107-115			
XXL/7	115-123			