



Lumbitron®



Ref.: LTN-304 NEGRO **Ref.: LTB-304 BLANCO** **Ref.: LT-304 BEIGE**

FAJA “LUMBITRON STABLE FORTE” SACROLUMBAR

Características:

Tejido elástico, ballenas semirrígidas posteriores, recubiertas con polipiel, refuerzos laterales, cierre velcro.

Efectos:

Sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel.

Indicaciones:

- Lumbago y lumbociática.
- Procesos degenerativos.
- Atonía y debilidad muscular.
- Tratamientos pre y post-quirúrgicos.

Colores:

- LT-304: ■ Beige.
- LTB-304: ■ Blanco.
- LTN-304: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	63-75			
2	75-83			
3	83-91		16 cm	
4	91-99			
5	99-107			
6	107-115			26 cm
7	115-123			