



Ref.: LT-310

FAJA SACROLUMBAR “LUMBITRON” FORTE ALTA

Características:

Faja sacrolumbar alta semirrígida en material transpirable multibanda con dos bandas elásticas tensoras cruzadas en la parte trasera que abrochan en el delantero, ballenas verticales en la espalda y cierre velcro delantero. Incorpora una placa lumbar de foam para dar calor en dicha zona la cual puede retirarse cuando no se precise.

Efectos:

Sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel.

Indicaciones:

- Lumbago y lumbociática.
- Debilidad muscular y procesos degenerativos.
- Hernia discal.
- Espondilolisis y espondiloartrosis.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
XXS/1	63-75			
XS/2	75-83			
S/3	83-91		20 cm	
M/4	91-99			
L/5	99-107			32 cm
XL/6	107-115			
XXL/7	115-123			

