


# Lumbitron®



**Ref.: LT-320**

## FAJA “LUMBITRON” DORSOLUMBAR SEMIRRÍGIDA

**Características:**

Faja dorsolumbar semirrígida de tejido multibanda transpirable con 4 ballenas posteriores combinadas con pieza dorsal que se prolonga con dos bandas que pasan por los hombros, bajan por las axilas, cruzan en la espalda y cierran en el abdomen con velcro. Dos refuerzos anteriores, y bandas de ajuste y refuerzo.

**Efectos:**

Fuerte contención y apoyo dorsolumbar y adaptación específica a las diferentes anatomías.

**Indicaciones:**

- Lumbalgias y lumbociáticas.
- Espondiloartrosis.
- Atonía y debilidad muscular.
- Procesos degenerativos.
- Dorsalgias.

**Color:**

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	63-75			
2	75-83			
3	83-91		20 cm	
4	91-99			
5	99-107			54 cm
6	107-115			
7	115-123			

