

Manutec® Fix Accesorios



Ref.: M760P GRIS

Ref.: M660P BEIGE



ACCESORIO PULGAR MANUTEC® FIX

Características:

Accesorio de pulgar fabricado en velour que incorpora en su interior férula en aluminio maleable para obtener la abducción deseada en el paciente. Se puede acoplar a las muñequeras Ref: M660 y M760 mediante un rápido ajuste con sistema de fijación con microgancho, obteniendo así una muñequera completa con inmovilización palmar y pulgar.

Efectos:

- Tendinitis, secuelas dolorosas e inflamatorias, inestabilidades de las articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángicas, lesiones deportivas. (Ej.: Pulgar del esquiador).
- Irritaciones de las articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángicas.
- Inmovilización de la articulación trapeciometacarpiana (rizoartrosis del pulgar).

Colores:

- M760P: Gris.
- M660P: Beige.

TALLAS	UNIVERSAL
--------	-----------