

# Manutec® Fix Rizart Plus



Ref.: M780D DCHA

Ref.: M780I IZDA



## ORTESIS ESTABILIZADORA DE LA ARTICULACIÓN CMC

### Características:

Posiciona y estabiliza el pulgar en una posición adecuada, y permite la libre movilidad de los demás dedos, asegurando la funcionalidad de la mano y su función de agarre.

Su diseño está realizado con doble inyección de materiales en diferentes niveles de rigidez. La zona más cercana a los dedos es ligeramente más flexible y con bordes redondeados garantizando máxima comodidad de uso, mientras que la zona que cubre la articulación trapecio-metacarpiana es más dura e incorpora un núcleo metálico asegurando una correcta estabilización.

### Efectos:

- Apoyo y confort a la primera articulación CMC.
- Mantiene el pulgar en posición funcional.
- Alivia el dolor y reduce los síntomas de pérdida de fuerza.

### Indicaciones:

- Osteoartritis de la primera articulación CMC.
- Tratamiento post-quirúrgico de la primera articulación CMC.
- Artroplastia de la primera articulación CMC.
- Inestabilidad de la primera articulación CMC.
- Rizartrosis.

### Color:

- Gris.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	16-19
2	19-23
3	23-26

A LA ALTURA DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS

