



Ref.: MF-D52 DCHA

Ref.: MF-I52 IZDA



MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA INMOVILIZADORA CON FÉRULA PALMAR CORTA

Características:

Muñequeras confeccionadas con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos. Incorporan férula palmar en aluminio maleable y dos refuerzos dorsales de plástico, facilitando una adecuada sujeción de la muñeca según el ángulo deseado. De fácil colocación a través del tejido elástico dorsal y sistema de cierre; las cinchas de microgancho son recortables, las cuáles incorporan hebillas anti-torsión.

Indicaciones:

- Síndrome del túnel carpiano.
- Esguinces de muñeca.
- Artrosis.
- Tendinitis.
- Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca.
- Inestabilidad residual.
- Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Color: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	MUÑECA	LONGITUD
1	12-16		 17 cm
2	16-18		
3	18-20		