



Ref.: MF-D92 DCHA

Ref.: MF-I92 IZDA



MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULA PALMAR-DORSAL FAST LACING

Características:

Muñequeras confeccionadas con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos.

Las férulas palmar y dorsal son de aluminio maleable, para una adecuada sujeción de la muñeca. Sencilla colocación mediante la ayuda del tejido elástico cubital; su sistema de cierre mediante la fijación con cordones, permite un perfecto y uniforme acoplamiento de la ortesis a la muñeca.

Indicaciones:

- Síndrome del túnel carpiano.
- Esguinces de muñeca.
- Artrosis.
- Tendinitis.
- Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca.
- Inestabilidad residual.
- Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Color: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	MUÑECA	LONGITUD
1	12-16		20,5 cm
2	16-18		
3	18-20		

