



Ref.: MF-D93 DCHA

Ref.: MF-I93 IZDA



MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULAS PALMAR-DORSAL 2º Y 3º METACARPÍANOS

Características:

Muñequeras confeccionadas con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos.

Las férulas palmar y dorsal son de aluminio maleable, para una sujeción de la muñeca y dedos más independiente, según los ángulos deseados.

De fácil colocación gracias al tejido elástico radial y su sistema de cierre, mediante cinchas de microgancho recortables las cuáles incorporan hebillas anti-torsiión.

Indicaciones:

- Fractura del 2º o 3º metacarpianos (fracturas del boxeador).
- Traumatismos en la muñeca, mano y 2º o 3º dedos.
- Luxaciones y esguinces.
- Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Color: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	MUÑECA	LONGITUD
1	14-16		
2	16-18		28 cm
3	18-20		



/ INNOVACIÓN /
Dos formas de posición, permitiendo la opción de colocación y la regulación independiente de la muñeca y los dedos.

Incorpora una férula de uso opcional para mejora de la inmovilización.