



Ref.: MF-D95 DCHA

Ref.: MF-I95 IZDA



## MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULA PALMAR-DORSAL 4º Y 5º METACARPÍANOS

### Características:

Muñequeras confeccionadas con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos.

Las férulas palmar y dorsal son de aluminio maleable, para una sujeción de la muñeca y dedos más independiente, según los ángulos deseados.

De fácil colocación gracias al tejido elástico radial y su sistema de cierre, mediante cinchas de microgancho recortables las cuáles incorporan hebillas anti-torsión.

### Indicaciones:

- Fractura del 4º o 5º metacarpianos (fracturas del boxeador).
- Traumatismos en la muñeca, mano y 4º o 5º dedos.
- Luxaciones y esguinces.
- Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Color: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	MUÑECA	LONGITUD
1	14-16		
2	16-18		28 cm
3	18-20		



/ INNOVACIÓN /  
Dos formas de posición, permitiendo la opción de colocación y la regulación independiente de la muñeca y los dedos.

Incorpora una férula de uso opcional para mejora de la inmovilización.