



Ref.: MFP-D81 DCHA

Ref.: MFP-I81 IZDA



## MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULA PALMAR-PULGAR

### Características:

Muñequeras confeccionadas con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos. Las férulas palmar y de pulgar son de aluminio maleable y disponen de dos refuerzos dorsales en plástico, facilitando una adecuada sujeción de la muñeca y pulgar según los ángulos deseados. Además la férula de pulgar cuenta con un diseño semi-circular, aumentando la comodidad y mejorando su posicionamiento. De fácil colocación a través del tejido elástico dorsal y sistema de cierre; las cinchas de microgancho son recortables, las cuáles incorporan hebillas anti-torsión.

### Indicaciones:

- Lesiones combinadas muñeca y pulgar.
- Rizartrosis.
- Esguince ligamento colateral cubital (Pulgar del Esquiador).
- Tendinitis.
- Tenosinovitis de De Quervain.
- Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca y pulgar.
- Inestabilidad residual.
- Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

### Color: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	MUÑECA	LONGITUD
1	12-16		 21 cm
2	16-18		
3	18-20		