



Ref.: MFP-D91 DCHA

Ref.: MFP-I91 IZDA



MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULAS PALMAR-DORSAL-PULGAR FAST LACING

Características:

Muñequeras confeccionadas con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos.

Las férulas palmar, dorsal y pulgar son de aluminio maleable, para una adecuada sujeción de la muñeca y el pulgar según los ángulos deseados. Además la férula de pulgar cuenta con un diseño semi-circular, aumentando la comodidad y mejorando su posicionamiento. Sencilla colocación mediante la ayuda del tejido elástico cubital; su sistema de cierre mediante la fijación con cordones, permite un perfecto y uniforme acoplamiento de la ortesis a la muñeca.

Indicaciones:

- Lesiones combinadas muñeca + pulgar.
- Rizartrosis.
- Esguince ligamento colateral cubital (Pulgar del Esquiador).
- Tendinitis.
- Tenosinovitis de De Quervain.
- Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca y pulgar.
- Inestabilidad residual.
- Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Color: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	MUÑECA	LONGITUD
1	12-16		
2	16-18		16 cm
3	18-20		

