



Ref.: **OCR100D DCHA**

Ref.: **OCR100I IZDA**



ORTESIS FUNCIONAL DE RODILLA CON CONTROL DE FLEXO-EXTENSIÓN- OCR100

Características:

Fabricada en aluminio de perfil bajo, ligero, esta provista de articulaciones policéntricas dinámicas con control y limitación de la flexo-extensión. Forro interior antideslizante que proporcionan confort y protección. Las articulaciones incorporan almohadillas condilares con cámara de aire. Para la regulación de la flexo-extensión dispone de cuñas de acero cincado (previenen la corrosión) y de distinta graduación. Rango de limitación:
 Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.
 Flexión: 45°, 60°, 75°, 90°.
 Incorpora una cuña de bloqueo 0°.
 Las pletinas medio laterales permiten una pequeña adaptación individualizada. Sistema de regulación y sujeción mediante cinchas regulables que incorporan almohadillas de protección antideslizante para un mejor ajuste.

Indicaciones:

- Lesiones de grado I y II de ligamentos LCA, LCP, LCM y LCL y tratamiento pos-quirúrgico de lesiones de grado III de los mismos ligamentos, así como casos de lesiones combinadas de ligamentos cruzados, ligamentos colaterales y meniscos-triada.
- Tratamiento conservador de las inestabilidades resultantes de lesiones de rodilla.
- Tratamiento post-quirúrgico de lesiones de los meniscos.
- Genu recurvatum (hiper-extensión) ligero.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	34-41	
2	41-48	
3	48-55	
4	55-62	
5	62-69	