



**Ref.: OF1100**

**SEÑORA**

**BELLE-ÎLE®**

**Características:**

- Zapato gran confort de amplia apertura, permite utilizar un dispositivo ortopédico.
- Sistema de cierre en poliamida con cincha larga y ajustable para adaptarse a empeines con edema.
- Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
- Efecto doble material para un zapato elegante y femenino.
- Repelente al agua.
- Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las deformidades de los dedos.

**Indicaciones:**

- Empeines pronunciados.
- Hallux valgus - Juanetes.
- Pie reumático y/o artrítico.
- Metatarsalgia.

**Composición:**

- Sistema de cierre en poliamida.
- Material externo: 100% Poliéster.
- Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de poliéster y material de carbono.
- Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
- Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

**Color:**

- Negro.

NÚMERO	35	36	37	38	39	40	41	42
MEDIDA PIE CM	22,2	22,8	23,5	24,1	24,8	25,4	26,1	26,7