



Ref.: OF1200



Ref.: OF1210

 **SEÑORA**

MOLÈNE®

Características:

- Zapato cómodo con un sistema de cierre ajustable y de gran apertura, para una perfecta adaptación al tamaño del pie.
- Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
- Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
- Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración y una excelente sujeción del pie.
- Repelente al agua.
- Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las deformidades de los dedos.

Indicaciones:

- Pies muy anchos.
- Empeines pronunciados.
- Dedos en garra, dedos en martillo.
- Hallux valgus - Juanetes.
- Pie reumático y/o artrítico.
- Metatarsalgia.
- Postoperatorios.

Composición:

- Sistema de cierre en poliamida.
- Material externo: 100% Poliéster.
- Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de poliéster.
- Forro: Fibras de poliéster.
- Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

Color:

- Ref.: OF1200:  Negro.
- Ref.: OF1210:  Azul marino.

NÚMERO	35	36	37	38	39	40	41	42
MEDIDA PIE CM	22,2	22,8	23,5	24,1	24,8	25,4	26,1	26,7