



Ref.: OF1220



MOLÈNE® Summer

Características:

- Zapato cómodo con apertura completa gracias a los dos sistemas de cierre, ideales para señoras con dificultades para agacharse.
- Cinchas de velcro largas y ajustables para adaptarse a empeines con edema.
- Zapato elegante y femenino.
- Repelente al agua.
- Protege los dedos contra choques o tropiezos.

Indicaciones:

- Dedos en garra, dedos en martillo.
- Pie reumático.
- Pies muy anchos.
- Metatarsalgia.
- Vendajes gruesos.

Composición:

- Sistema de cierre en poliamida.
- Material externo: 100% Poliéster.
- Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de poliéster.
- Forro: Fibras de poliéster.
- Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

Color:

- Azul marino.

| NÚMERO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MEDIDA PIE CM | 22,2 | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,7 |