



**Ref.: OF1600**



**RHUYS®**

**Características:**

- Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable para una perfecta adaptación al tamaño del pie.
- Sin costuras en el antepié, ideal para pies diabéticos.
- Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
- Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración y una excelente sujeción del pie.
- Repelente al agua.
- Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las deformidades de los dedos.

**Indicaciones:**

- Dedos en garra, dedos en martillo.
- Hallux valgus - Juanetes.
- Pie diabético.
- Secuelas postraumáticas y/o postoperatorio.
- Pie reumático y/o artrítico.
- Metatarsalgia.

**Composición:**

- Sistema de cierre en poliamida.
- Material externo: 100% Poliéster.
- Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de poliéster y material de carbono.
- Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
- Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

**Color:**

- Negro.

NÚMERO	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
MEDIDA PIE CM	24	24,7	25,3	26	26,7	27,3	28	28,7	29,3	30	30,7