

Férulas de mano en termoplástico



Ref.: **OM6101D** DCHA

Ref.: **OM6101I** IZDA



FÉRULA INMOVILIZADORA DE MANO PALMAR-PULGAR EN ALUMINIO MALEABLE

Características:

Confeccionada con un alma de aluminio maleable para permitir la correcta adaptación y posicionamiento según prescripción facultativa de la muñeca, mano y dedos, incluido el pulgar. Almohadillado interior de foam para mayor confort. Forro interior de rizo absorbente para evitar la sudoración. Forro exterior de velour. Cinchas de sujeción de gran almohadillado y sujeción en microgancho, con lengüeta de fácil apertura y cierre. Permite modificar la posición de muñeca, mano y dedos a criterio médico.

Efectos:

Tiene como función conseguir la inmovilización y alineación articular de la muñeca, mano y dedos en posición funcional y oposición del pulgar, pudiendo variar el ángulo de posicionamiento.

Indicaciones:

- Lesiones neurológicas de origen central o periférico (parálisis flácidas); como tratamiento a la prevención de las deformidades de origen reumático así como alivio del dolor y disminución de la inflamación.
- Síndrome del túnel carpiano. Dadas sus características permite variaciones posturales.

Color:

- Negro.

TALLAS	ANCHURA CM	LONGITUD CM	
1	5-7	31'5	ANCHO MANO
2	7-9	34	LONGITUD
3	9-11	36'5	

Componentes:

Férula + separador interdigital.