



Ref.: OP1141



INMOVILIZADOR DE CODO SIN FLEXIÓN

Características:

Confeccionada en la parte interior con rizo y exterior de panal y velour, transpirable, pletinas rígidas de aluminio posterior y laterales, se cierra con un sencillo sistema de microgancho.

Indicaciones:

· Pacientes pediátricos que precisen para su tratamiento algún tipo de dispositivo de acceso venoso periférico, la ortesis inmovilizadora de codo pediátrica mantiene la articulación del codo inmovilizada en extensión.

Color:

■ Azul y gris.

TALLAS	EDAD	PERÍMETRO CM	ALTO
1	2-6	16-19	16
2	6-12	19-22	24

