



Ref.: OP1156



MUÑEQUERA ABDUCCIÓN DE PULGAR

Características:

Muñequera confeccionada en material transpirable y elástico, que permite regular la compresión y la tracción ejercida sobre el pulgar en función de las necesidades de cada paciente. Provista de una cincha elástica que permite la estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Se incorpora como accesorio un rodete de silicona para aumentar y mantener la abducción de la articulación metacarpofalángica, evitando así la oposición del pulgar.

Indicaciones:

- Posicionamiento del primer dedo.
- Inestabilidades leves.
- Estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica.

Color:

- Gris.

TALLAS	EDAD
UNIVERSAL	2-12