



Ref.: OP1160



BRAGUERO UMBILICAL

Características:

El braguero umbilical pediátrico está fabricado con foam licra-velour acolchado y transpirable. La banda es más ancha en la parte anterior y en ella se encuentra una almohadilla de silicona circular con la que se presiona sobre la hernia, con el fin de conseguir una correcta contención de la misma.

Indicaciones:

- Se trata de una alteración benigna, causada por el cierre incompleto del anillo umbilical.
- Mediante la utilización del braguero umbilical pediátrico conseguimos corregir esta alteración, al realizar una contención sobre la hernia umbilical y manteniendo así el tramo intestinal que sobresale del anillo umbilical en el interior de la pared abdominal.

Color:

Azul y gris.

TALLAS	UNIVERSAL
--------	-----------