



**Ref.: OP1170**



**ARNÉS DE PAVLIK**

**Características:**

Ortesis para pacientes de hasta 2 años, con tirantes y peto fabricado en velour y patucos en velour termoconformado; los tirantes que pasan por encima de los hombros están almohadillados con unas fundas de neopreno para proteger los hombros del bebé de posibles rozaduras, el peto se ajusta mediante un sistema de velcros. Posee hebillas de plástico que permiten poner y quitar la ortesis de forma rápida y sencilla. Así mismo se puede regular la longitud de los tirantes, adaptándolos a la medida de cada paciente.

**Indicaciones:**

- Caderas displásicas, luxables o inestables de los primeros meses de vida.
- Subluxaciones.
- Como complemento de otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos.

**Color:**

- Gris.

TALLAS	EDAD
1	recién nacidos
2	9-24 meses