



Ref.: OP1172



REALINEADOR DE MIEMBRO INFERIOR TIG-ROT®

Características:

El realineador de miembro inferior está compuesto por una faja y dos musleras en velour unidas entre sí por unas cintas elásticas que realizan una tracción desde la cara interna de ambos muslos hasta la parte posterior de la faja, con el fin de mantener los miembros inferiores en abducción y/o rotación externa, obteniendo así una correcta alineación de los mismos, incorpora perlas de silicona en la cara interior que evitan el desplazamiento y rotación de la ortesis.

Indicaciones:

- Patologías que provoquen disfunciones en la alineación de los miembros inferiores como consecuencia de sintomatología de origen neurológico, consiguiendo un patrón de marcha más funcional y mayor autonomía para las actividades de la vida diaria.
- Alteraciones de la marcha que requieran un posicionamiento en abducción y/o rotación externa de los miembros inferiores en pacientes con parálisis cerebral Infantil, espina bífida, enfermedades durante el desarrollo embrionario.
- Otras enfermedades denominadas raras.
- Pacientes con musculatura hipotónica.

Color:

- Azul y gris.

TALLAS	PERÍMETRO A CM	PERÍMETRO B CM
0	44-50	22-30
1	48-55	28-35
2	52-61	31-40
3	56-65	37-46
4	62-71	41-50

