



Ref.: OP1184



RODILLERA PEDIÁTRICA DE PALUMBO

Características:

Rodillera fabricada en su parte interior con panal transpirable y en la exterior con velour (ambos elásticos), posee unas ballenas laterales de espiral flexibles, rótula abierta con rodete rotuliano lateral en forma de semicírculo, sistema de tracción mediante cinchas y cierre de microgancho que abrazan la rótula lateralmente estabilizando la articulación de la rodilla.

Indicaciones:

- Síndromes de hiperpresión externa y en subluxaciones de rótula.
- Después de una intervención quirúrgica de la sección del alerón externo o de la luxación recidivante de la rótula.

Color:

- Azul y gris.

TALLAS	EDAD	PERÍMETRO CM	ALTO
1	2-6	24-30	19
2	6-12	30-36	19

