



Ref.: **OP1192** DCHA      Ref.: **OP1193** IZDA



### CORRECTOR DE HALLUX VALGUS PEDIÁTRICO NOCTURNO

**Características:**

Confeccionado en la parte interior con panal transpirable y en la parte exterior con rizo. Consta de una férula abductora de aluminio maleable para regular la posición del primer dedo y se ajusta con dos cierres de microgancho situados en la parte dorsal y otro adicional adaptable a la medida del primer dedo. Posee una almohadilla interior que protege la cabeza del primer metatarsiano ante posibles rozaduras.

**Indicaciones:**

- Corrección postural de Hallux-Valgus.
- Posquirúrgico.

**Color:**

- Azul y gris.

TALLAS	EDAD	PERÍMETRO CM
1	2-6	<20
2	6-12	<24

