



Ref.: OP1195D (dcha) / OP1195I (izda)



ORTESIS DINÁMICA TOBILLO-PIE FIJA DYNA-ORT®

Características:

Órtesis dinámica en termoplástico disponible en 2 alturas constituida por:

- Una pieza interna en termoplástico de baja densidad (PE-BD) que cubre posteriormente la pierna y está en contacto con toda la superficie plantar. Abarca todo el perímetro del mediopie para una correcta adaptación de la órtesis al pie y optimizar la contención de los tejidos.
- Una pieza externa de diseño esquelético en termoplástico de mayor rigidez (PP) proporcionando un soporte rígido para controlar el posicionamiento y la alineación biomecánica del miembro. Se extiende hasta el borde proximal de la cabeza de los metatarsos.
- El sistema de cierre y los velcros entre las dos piezas completan una cómoda y firme adaptación, garantizando un adecuado acoplamiento y evitando desplazamientos entre el pie y la órtesis.

De peso muy ligero y contornos recortables, su diseño de bajo perfil facilita la colocación en el calzado.

Se suministra con almohadillas para los dedos y para el dorso del mediopie para asegurar un mayor confort.

Efectos:

- Limita la flexión plantar, evitando que el pie se arrastre por el suelo durante la fase de balanceo.
- Controla la flexión plantar y dorsiflexión.
- Estabiliza el complejo pie + tobillo y mejora todas las fases del ciclo de marcha, facilitando el desarrollo de patrones de movimiento fundamentales para una marcha más natural.
- Realinea todo el pie y posee un soporte para el arco longitudinal interno.
- Optimiza la capacidad para movimientos voluntarios de equilibrio postural y de marcha.

Indicaciones:

- Hiperextensión de la rodilla.
- Incapacidad o debilidad de la flexión plantar y/o dorsiflexión.
- Excesiva flexión plantar (marcha sobre los dedos).
- Inestabilidad como resultado de un bajo o alto tono muscular.
- Falta de coordinación o equilibrio.

Color:

- Blanco.

TALLAS	LARGO CM PIE
1	12,4
2	13,2
3	14
4	15
5	16
6	17,5
7	19
8	21

Se recomienda pedir la talla, de modo que entre la parte final de la ortesis y el pie quede aproximadamente 1cm.